


1 an de garantie
Sellerie non garantie
Made in France

**Poids Max
supporté :
160 kg**


Fiche produit en ligne

 NUMÉRO GTIN / UDI-DI
3760346100396

TABOURET DE MANIPULATION

 Réf. **FF1-218**

DESCRIPTION

Le **Tabouret de manipulation réf FF1-218** est utilisé pour la rééducation de la marche, du genou ou de la jambe.

Ses barreaux décalés permettent de travailler et de trouver la bonne hauteur pour l'appui des pieds et des manipulations en position assise.

Chaque côté du tabouret présente une configuration différente de hauteur de "barreaux" pour l'appui des pieds.

Le **tabouret de manipulation réf FF1-218** peut s'adapter à différents types de physionomie de patients, d'âges, et surtout au besoin du praticien pour les exercices de rééducation.

Matériel conforme aux normes CE

Garantie 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur fixe : **0,46 m**

Longueur : **0,40 m**

Largeur : **0,40 m**

Poids : **7 kg**

Poids supporté : **160 kg**

Matelassure :

Mousse souple épaisseur 6 cm

Sellerie : **Tendue sans coutures**

Coloris : **au choix (voir panel de coloris)**

Finition châssis: **poudre époxy blanche**

Chassis de série : *peinture époxy blanche*

SELLERIE


Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



MOUSSE

Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m³



COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy
 (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur
 Gris Foncé (RAL 7012)



OPTIONS PROPOSÉES

PHOTOS COMPLÉMENTAIRES

