



3 ans de garantie

Sellerie non garantie

Made in France



**Poids Max supporté :
130 kg**



Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

3760346100266

BARRES PARALLÈLES PLIANTES (2M)

Réf. **DF1-1070 (2M)**

DESCRIPTION

Les **Barres Parallèles pliantes de 2 mètres** (réf. DF1-1070) sont spécialement conçues pour la **rééducation de la marche**. Elles sont couramment utilisées dans les **centres de rééducation fonctionnelle** et les services de kinésithérapie des hôpitaux, où les patients peuvent se déplacer en toute sécurité.

Voici leurs caractéristiques :

- **Réglage des barres** : Les barres parallèles sont ajustables pour s'adapter à chaque patient et aux besoins du praticien.
- **Fixation au sol** : Chaque support de barres parallèles peut être fixé au sol pour plus de stabilité.
- **Facilité de rangement** : L'ensemble peut être facilement rangé pour gagner de la place.
- Le réglage et le serrage/ blocage des barres sont facilités par des boutons d'indexage pour le réglage en hauteur et un bouton de serrage M10 pour le réglage de l'écartement des barres.

NOUVEAUTE 2025 :

le réglage des Plongeurs verticaux des barres parallèles est assuré par INDEXAGE (bouton d'indexage permettant un réglage précis et sécurisé de la hauteur des barres)

Ces **barres parallèles pliantes de 2 mètres** (réf. DF1-1070) sont d'excellents supports pour l'aide à la marche et contribuent à la rééducation des patients. Elles sont conformes aux normes CE et offrent une solution pratique et sécurisée pour les exercices de marche et de rééducation .

- **2 x platines avec Pieds de poutre équipés de bouton d'indexage**
- 1 barre parallèle réglable en hauteur (long 2m)
- 1 barre parallèle réglable en hauteur et profondeur (pour réglage écartement intérieur des barres) (long 2m)

Matériel Conforme aux Normes CE

Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions au sol** : 2 m x 0,80 m
- **Platines au sol** : Deux platines au sol supportent les barres parallèles et peuvent être fixées au sol pour plus de stabilité.
- **Passage intérieur** : La largeur intérieure varie de 35 cm à 57 cm.
- **Poids total** : 35 kg.
- **Poids maxi supporté** : 130 kg
- **Passage pour fauteuil roulant entre les barres** : 57 cm.
- **Réglage de la largeur des barres** : De 35 cm à 75 cm.
- **Réglage de la hauteur des barres** : De +75 cm à +1,15 m.
- **Réglage des barres gauches** : Une barre réglable en hauteur (de +75 cm à 1,15 m).
- **Réglage des barres droites** : Une barre réglable en hauteur (de +75 cm à 1,15 m).

- **Réglage en profondeur/largeur** : De 35 cm à 75 cm de large.
- **Facilité de rangement des barres parallèles.**
- **Finition** : Revêtement en poudre époxy blanche, cuit au four à 200°C.
- **Pièces coulissantes** : Finition chromée.
- **Serrage des barres par bouton de serrage.**

Ces barres parallèles pliantes de 2 mètres (réf. DF1-1070) sont idéales pour la rééducation de la marche.

Elles offrent une solution pratique et sécurisée pour les exercices de mobilité et d'équilibre, tout en garantissant la stabilité nécessaire aux patients.

Chassis de série : peinture époxy blanche

SELLERIE

MOUSSE

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)

Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)

OPTIONS PROPOSÉES

PHOTOS COMPLÉMENTAIRES

